



Rampe Pliante Portable
Avec Poignée de Transport
Poids Léger



Notice d'Utilisation et d'Entretien

1. ATTENTION!

Il est indispensable de toujours évaluer les risques qui peuvent surgir dans une situation donnée.

N'utilisez pas les rampes qu'avec l'aide d'un assistant qualifié. Ne jamais dépasser la limite de poids recommandée lors de l'utilisation.

Tirez le fauteuil roulant/scooter à reculons pour descendre la pente de la rampe et utilisez une sangle sous-abdominale pour la sécurité. Consultez toujours la rubrique concernant le franchissement des pentes dans le guide utilisateur pour le fauteuil concerné.

-Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VA142C 3 pieds Rampe pliante à poignée poids léger

VA142K 5 pieds Rampe pliante à poignée poids léger

Capacité de charge 272 kg (43 stone)

Ne jamais dépasser la limite de poids indiquée – cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

2. UTILISATION DE VOTRE RAMPE

- Ouvrez et déployez les rampes entièrement avant l'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure et pour rendre la montée et la descente plus facile.
- Choisissez un point d'appui où l'inclinaison de la rampe sera aussi minime que possible et que la pente ne dépasse pas la capacité du fauteuil roulant ou de l'occupant de le gravir.
- Positionnez le bord angulaire de la rampe sur le sol ou le point le plus bas, et posez l'extrémité large sur le véhicule ou le niveau le plus élevé.
- S'assurer que les rampes sont bien stables avant utilisation.

POUR DÉPLIER LA RAMPE

- Posez la rampe horizontalement sur le sol.
- Retirez les goupilles de verrouillage.
- Soulevez le panneau supérieur à l'aide de la jointure articulée jusqu'à ce qu'elle soit à plat et au même niveau que la rampe inférieure.

3. POUR PLIER LA RAMPE

- Soulevez l'un des panneaux et repliez-le jusqu'à ce qu'il repose sur le panneau inférieur.
- Réinsérer les goupilles de verrouillage pour sécuriser la rampe.

4. MAINTENANCE & SAFETY

- Inspectez régulièrement les rampes pour repérer les pièces usées, desserrées, ou endommagées. Si vous constatez des détériorations, évitez d'utiliser la rampe, et contactez votre revendeur immédiatement.
- Utilisez toujours les deux rampes ensemble, et veillez à ce qu'elles soient au même niveau et disposées parallèlement l'une à l'autre.
- Veillez à ce que les rampes soient déployées entièrement et verrouillées en position.
- Ne tentez pas d'utiliser les rampes sur les angles d'inclinaison au-dessous de 1 à 12. Il convient également de tenir en compte l'angle d'inclinaison de la pente que le fauteil roulant serait capable de gravir.
- Ne pas dépasser la capacité de chargement des rampes.
- Les rampes doivent être utilisées par une seule personne / véhicule à mobilité à la fois.
- La surface des rampes peut devenir glissante dans les conditions humides ou verglacées. Veuillez être très prudent dans ces conditions.
- Garder les rampes propres et exemptes de tout débris, car cela pourrait gêner sa capacité de glissement.
- Respectez toujours les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du fauteil roulant / scooter. NE JAMAIS tenter de l'utiliser sur les angles d'inclinaison supérieure à ceux qui sont recommandés.
- Ne pas apporter des modifications ou des ajouts à votre rampe, car cela pourrait invalider toute réclamation effectuée en vertu de la garantie.
- N'utilisez pas votre rampe à d'autres fins que celles prévues.
- Pour nettoyer votre rampe, utilisez un détergent doux.
- Faites preuve de prudence lors du réglage de la longueur de vos rampes et évitez les points de pincement.

5. NETTOYAGE

Nettoyez Rampe Pliante Portable Avec Poignée de Transport Poids Léger avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

6. INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk

