



President Grab Bars & Rails



Fixing and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase from the Aidapt President Grab Rail/Grab Bar range. This range is manufactured from the finest materials and components available. When installed and used correctly they are designed to give many years of reliable trouble-free service. Please examine your product for any visible damage before using. If you see any damage or suspect a fault, please contact your supplier.

NB. This equipment must be installed by a competent person.

VY445/VY446/VY447	President White Grab Bar
VY448/VY449/VY450	President Blue Grab Bar
VY451/VY452/VY453	President Red Grab Bar
VY432/VY433	President White/Blue Grab Bar
VY425/VY426/VY427	President Ribbed Grab Bar (32 mm)
VY425B/VY426B/VY427B	President Ribbed Grab Bar (35 mm)

N.B. Any weight limits quoted are based on the product performance with secure fixings.

BEFORE USE

- Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.
- Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product as it may compromise your safety, but contact your supplier for support.

FIXING GRAB BARS/GRAB RAILS

Firstly check the substrate where you intend to fix your Grab Rails/Grab Bars, ensuring that it is sound. Also check the type of substrate you intend to fix to, e.g. brick/ block timber or concrete.



Never drill through pre-stressed concrete to install a President product.

Always check the type of fixing you are going to use on this substrate for their compatibility.



We suggest that for sound brick and block that a minimum screw length of 50 mm x size 10 is used with a suitable rawl plug and screws, in accordance with the guidelines issued by the fixings manufacturer.

It is recommended that stainless steel screws are used so as to avoid the chance of rusting.

PLASTER BOARD (STUD TYPE) LATHE AND PLASTER

When attempting to fix to plasterboard stud or lathe and plaster, we suggest that you check the position of the studs and span them with a suitable timber plate of a minimum thickness of 40 mm x 150 mm high, securing the plate to the studs. After ensuring the soundness of the studs (using a suitable counter sunk screw), fix your grab bar to the timber plate.



Never install any grab bar or grab rail directly onto plaster board, MDF (medium density fibreboard), chipboard or other composite material. This will seriously compromise the safety of the user.



Always use all screw holes provided in the grab bar.

ELECTRICITY

Always check for concealed electrical cables when installing hinged arm supports. Also check your legal requirements under the NICE IC 16th Edition relating to Earth bonding of extraneous metal parts.

CLEANING

President Grab Rails/Grab Bars should be cleaned using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Only use a mild detergent or disinfectant; never use an abrasive cleaner. Do not exceed 50°C, and never autoclave Grab Rails/Grab Bars. Always ensure that you wipe dry all equipment and treat joints with a water dispersing agent, e.g. WD40.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Barres et poignées d'appui President



Notice d'installation et d'entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté chez Aidapt la barre/poignée d'appui President. Cette gamme est fabriquée à partir des meilleurs matériaux disponibles. Avec une installation et une utilisation adaptées, elles sont conçues pour vous servir et vous satisfaire pendant de nombreuses années. Veuillez examiner votre produit pour tout dommage visible avant son utilisation. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez contacter votre fournisseur.

NB. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VY445/VY446/VY447	Barre d'appui blanche President
VY448/VY449/VY450	Barre d'appui bleue President
VY451/VY452/VY453	Barre d'appui blanche President
VY425/VY426/VY427	Barre d'appui striée (32 mm)
VY425B/VY426B/VY427B	Barre d'appui striée (35 mm)

N.B. Les limites de poids indiquées sont basées sur la performance du produit avec des attaches sécurisées.

AVANT UTILISATION

- Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager la surface du produit.
- Vérifiez votre produit pour tout dommage visible. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit car il pourrait compromettre votre sécurité et contactez votre fournisseur.

MONTAGE DES BARRES/POIGNÉES D'APPUI

Vérifiez premièrement que le substrat où vous prévoyez de monter votre barre/poignée d'appui est adapté. Vérifiez également le type de substrat où vous prévoyez de fixer la barre, par exemple, brique, bois ou béton.



Ne jamais percer à travers du béton précontraint pour installer un produit President.

Vérifiez toujours le type de fixations que vous allez utiliser sur le substrat et leur compatibilité.



Nous suggérons que pour la brique, une longueur minimum de vis de 50 mm x taille 10 soit utilisée avec des chevilles et des vis adaptées, conformément aux lignes directrices émises par le fabricant des fixations.

PLACOPLÂTRE (TYPE CLOISON), TOUR ET PLÂTRE

Si vous prévoyez une fixation sur placôplâtre ou tour et plâtre, nous vous suggérons de vérifier la position des cloisons et de les couvrir avec une plaque en bois adaptée d'une épaisseur minimum de 40 mm x 150 mm de hauteur, afin de sécuriser la plaque des cloisons. Après vous être assuré de l'adaptabilité des cloisons (en utilisant une vis à tête fraisée), fixez votre barre d'appui sur la plaque en bois.



Ne jamais installer une barre ou une poignée d'appui directement sur une plaque en plâtre, en MDF (fibres à densité moyenne), aggloméré ou autre matériau composite. Cela pourrait compromettre sérieusement la sécurité de l'utilisateur.



Utilisez toujours les orifices de montage fournis sur la barre d'appui.

ÉLECTRICITÉ

Vérifiez toujours que les câbles électriques sont dissimulés lors de l'installation des bras d'appui à charnière. Vérifiez également vos obligations juridiques sous la 16ième édition du NICE IC relativement à la mise de terre des pièces en métal extérieures.

NETTOYAGE

Nettoyez vos barres/poignées d'appui en utilisant un nettoyeur non abrasif ou un détergent doux avec un chiffon doux. Utilisez uniquement un détergent ou désinfectant doux, ne jamais utiliser un nettoyeur abrasif. Ne pas excéder 50°C et ne jamais utiliser un nettoyage en autoclave des barres d'appui. Assurez-vous toujours d'essuyer tout l'équipement et de traiter les joints avec un agent de dispersion tel que WD40.

RÉUTILISATION

Si vous réutilisez ce produit ou si vous êtes sur le point de le réutiliser, veuillez vérifier minutieusement la sûreté de tous les composants.

En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre fournisseur.

SOIN ET ENTRETIEN

Effectuez un contrôle de sécurité régulier de votre produit ou dans le cas où vous auriez un doute.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant les informations n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité quant à votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Veuillez ne pas hésiter à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant (coordonnées ci-dessous) pour davantage de renseignements concernant l'installation/utilisation de votre produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Haltegriffe "Präsident"



Aufbau- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb eines Haltegriffs aus der Serie "Präsident" von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

ACHTUNG: Dieses Equipment muss von kompetentem Fachpersonal installiert werden!

VY445/VY446/VY447	Haltegriff "Präsident" weiß
VY448/VY449/VY450	Haltegriff "Präsident" blau
VY451/VY452/VY453	Haltegriff "Präsident" rot
VY425/VY426/VY427	Haltegriff "Präsident" mit Rillen (32 mm)
VY425B/VY426B/VY427B	Haltegriff "Präsident" mit Rillen (35 mm)

Die hier erwähnten Gewichtsbeschränkungen basieren auf dem Verhalten der Produkte mit sicherer Befestigung.

VOR GEBRAUCH

- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, verwenden Sie das Produkt keinesfalls, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

ANBRINGEN

Überprüfen Sie zuerst den Untergrund, auf welchem Sie den Haltegriff anbringen möchten, und stellen Sie sicher, dass dieser in Ordnung ist. Prüfen Sie auch, um welche Art von Untergrund es sich handelt, zum Beispiel Ziegel, Holz oder Beton.



Bohren Sie niemals in Spannbeton, um diese Produkte zu installieren.

Stellen Sie stets sicher, dass Sie die geeignete Befestigungsart für den jeweiligen Untergrund wählen.



Wir empfehlen, dass Sie für Ziegel und Beton Schrauben mit einer Mindestlänge von 50 mm (Größe 10) und mit geeignetem Dübel verwenden. Beachten Sie dabei die Richtlinien des Herstellers der Befestigungsinstrumente!

GIPSKARTONPLATTEN

Beim Anbringen auf Gipskartonplatten empfehlen wir, dass Sie geeignete Bolzen verwenden und diese mit einer geeigneten Holzplatte (mindestens 40 mm breit und 150 mm lang) unterlegen. Nach Sicherstellung der Solidität der Bolzen (mit einem geeigneten Senkkopfschraube), fixieren Sie den Haltegriff auf der Holzplatte.



Installieren Sie diese Handgriffe niemals direkt auf Gipskartonplatten, MDF (mitteldichte Faserplatten), Spanplatten oder jedem anderen Verbundbaustoff. Dies kann die Sicherheit des/der Benutzers/in ernsthaft beeinträchtigen!



Benutzen Sie stets alle am Handgriff vorgesehenen Bohrlöcher.

ELEKTRIZITÄT

Überprüfen Sie vor der Installation von Haltegriffen den Untergrund stets auf elektrische Kabel. Überprüfen Sie auch Ihre gesetzlichen Anforderungen gemäß NICE IC (16. Ausgabe) zu Erdungsleitungen von Fremdmetallteilen.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel und einem leicht feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls ein Scheuermittel. Überschreiten Sie dabei keinesfalls 50 Grad Celsius und reinigen Sie dieses Produkt nicht mit einem Autoklav. Wischen Sie das Produkt nach der Reinigung stets trocken und verwenden Sie ein Wasserdispergiermittel, wie z.B. WD40, an allen Gelenken.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte das Gerät nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815**