



Writing Grip for Pens & Pencils



VM964

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Writing Grip from Aidapt. The Writing Grip is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

The Writing Grip slips over any standard size pen or pencil. The moulded finger grip offers a comfortable writing position, which is ideal for those with limited strength or grip in the hand, wrist or arm.

INSTRUCTIONS FOR USE

- The writing grip can be used with any standard-sized pen or pencil – whether it has a smooth, round or faceted circumference.
- Slip the pen or pencil through the hole in the centre of the writing grip, pushing the grip as far along the pen or pencil as is required to reach a comfortable position for gripping it to write.
- The Writing Grip can be removed and replaced as necessary; holding the writing grip firmly pull the pen or pencil out, with small side to side movements if necessary.

CLEANING

Clean your Writing Grip using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Always ensure that you wipe dry the equipment after cleaning.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Accessoire pour Stylo ou Crayon



VM964

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté cet accessoire chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

- Déballiez soigneusement le produit. Évitez l'utilisation de couteaux, cutters ou autres outils tranchants car cela pourrait endommager la surface de votre produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Cet accessoire d'aide à l'écriture se glisse sur un stylo ou crayon de taille standard; idéal pour les personnes dont la force ou la capacité de préhension sont limitées au niveau de la main, du poignet ou du bras.

CONSEILS D'UTILISATION

- Cet accessoire peut être utilisé avec n'importe quel crayon ou stylo de format standard à partir du moment où celui-ci possède une circonférence lisse, ronde ou facettes.
- Glissez le crayon ou le stylo dans le trou au centre de l'accessoire et positionnez-le de la manière la plus confortable possible pour vous.
- Cet accessoire peut être enlevé ou remplacé si nécessaire; pour cela, tenez fermement l'accessoire et poussez le stylo ou le crayon à vers l'extérieur, en faisant de petits mouvements latéraux.

NETTOYAGE

Nettoyez votre accessoire avec un produit de nettoyage non abrasif ou un détergent doux et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasifs pourraient sérieusement abîmer votre produit. Rincez bien puis essuyez soigneusement.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé l'accessoire depuis longtemps, vérifiez qu'il est en bon état.

En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne le prêtez pas.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Schreibgriff für Kugelschreiber und Bleistifte



VM964

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Schreibgriffs für Kugelschreiber und Bleistifte von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser ergonomisch geformte Schreibgriff passt auf die meisten Kugelschreiber und Bleistifte und sorgt für eine komfortable Schreibposition, die ideal ist für Personen mit reduzierter Stärke oder Greiffähigkeit in der Hand, im Handgelenk oder Arm.

GEBRAUCH

- Dieser Schreibgriff passt auf die meisten Kugelschreiber und Bleistifte.
- Führen Sie den Stift durch das Loch in der Mitte des Schreibgriffs und drücken Sie den Griff am Stift so weit nach hinten, bis Sie eine Position erreichen, die Ihnen komfortables Schreiben ermöglicht.
- Der Schreibgriff kann entfernt und falls nötig ersetzt werden. Halten Sie dazu den Schreibgriff fest in der Hand und ziehen Sie den Stift heraus. Wenden Sie dazu gegebenenfalls leichte Drehbewegungen an.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Waschmittel oder Desinfektionsmittel und mit einem weichen, leicht feuchten Tuch; benutzen Sie keinesfalls einen scheuernden Reiniger, wie z.B. AJAX, oder scheuernde Schwämme, da diese das Produkt irreparabel beschädigen könnten. Wischen Sie das Produkt nach der Reinigung stets trocken.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815