



Memory Foam Wheelchair Cushion



VA126W

Usage and Maintenance Instructions



INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Wheelchair Cushion with Memory Foam from Aidapt. The Wheelchair Cushion with Memory Foam is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

- Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.
- Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product as it may compromise your safety, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

- The Wheelchair Cushion is designed to make your ride more comfortable when using a standard self-propelled or attendant-propelled wheelchair and can also provide extra support and comfort in cars and homes.
- Ensure that the Wheelchair Cushion is pushed back to the rear of the seat before use.
- While the Wheelchair Cushion is suitable for use on a wheelchair outdoors, do not leave the cushion open to the elements for long periods as the damp may cause damage to the cover or foam filling.

NB. Avoid sharp objects such as zips and keys coming into contact with the cushion as this may damage the cover or foam filling.

CLEANING

Clean your Wheelchair Cushion with Memory Foam using a mild detergent with a slightly damp, soft cloth only. Only use a mild detergent or disinfectant; never use an abrasive cleaner. Do not soak the foam inner. The cover can be removed and washed at a low heat with similar colours.

After cleaning, leave the cushion and cover to dry in a warm, dry place, but not in direct contact with a heat source.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Coussin de Fauteuil Roulant à Mémoire de Forme



VA126W

Instructions d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce coussin de fauteuil roulant à mémoire de forme chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, ce coussin a été conçu pour vous apporter fiabilité et durabilité.

UTILISATION PRÉVUE

- Le coussin de fauteuil roulant est destiné à rendre votre promenade plus agréable qu'il soit utilisé dans un fauteuil auto-proulé ou poussé par une aide-soignante. Il améliore également le confort et le maintien en voiture et à la maison.
- Avant utilisation, poussez bien le coussin au fond du siège.
- Bien que le coussin puisse convenir à une utilisation dans un fauteuil roulant utilisé à l'extérieur, ne laissez pas le coussin dehors car les intempéries et l'humidité endommageraient la housse et le garnissage en mousse.

NETTOYAGE

Nettoyez le coussin avec un détergent doux avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez uniquement un détergent ou désinfectant doux. N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ni d'éponge abrasive. Ne trempez pas l'intérieur en mousse dans l'eau.

La housse peut être enlevée et lavée à basse température avec des couleurs similaires. Après le lavage, laissez le coussin et la housse sécher dans un endroit sec et chaud mais pas en contact direct avec une source de chaleur.

RÉUTILISATION

Avant d'utiliser ou de prêter ce produit, vérifiez toujours qu'il est en bon état.

Si vous avez le moindre doute, ne l'utilisez pas ou ne le prêtez pas.

SOIN ET ENTRETIEN

Contrôlez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans cette notice ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant l'information n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité pour votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Rollstuhl-Sitzkissen aus Memory-Schaum



VA126W

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb des Rollstuhl-Sitzkissens aus Memory-Schaum von Aidapt. Dieses Sitzkissen wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden sehen oder einen Fehler vermuten, so benutzen Sie das Produkt bitte nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

- Das Rollstuhl-Sitzkissen wurde entwickelt, um Ihre Fahrt komfortabler zu machen, wenn Sie einen selbstfahrenden oder einen durch eine Begleitperson angetriebenen Rollstuhl gebrauchen, und bietet auch zusätzliche Unterstützung und Komfort in Autos und zu Hause.
- Stellen Sie sicher, dass das Rollstuhl-Kissen vor Gebrauch bis an die Rückseite des Sitzes geschoben wurde.
- Während das Rollstuhl-Kissen sich auch für den Einsatz im Freien eignet, lassen Sie das Kissen nicht für längere Zeit im Freien, da Feuchte Schäden am Bezug oder der Schaumfüllung verursachen kann.

ACHTUNG: Vermeiden Sie Kontakt von scharfen Gegenständen wie Reißverschlüssen und Schlüsseln mit dem Kissen, da diese den Bezug oder die Schaumfüllung beschädigen können.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Rollstuhl-Sitzkissen aus Memory-Schaum mit einem milden Reinigungsmittel und mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, niemals ein Scheuermittel. Den Schaum nicht einweichen. Der Bezug kann entfernt und bei niedriger Temperatur mit ähnlichen Farben gewaschen werden.

Lassen Sie nach der Reinigung das Kissen und den Bezug an einem trockenen, warmen Ort trocknen, aber nicht in direktem Kontakt mit einer Wärmequelle.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sicherheitsüberprüfung des Produkts durch oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Altai Germany (Altai Europe Ltd.), Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve, Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815**