



Memory Foam Leg Pillow



VM936D

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Memory Foam Leg Pillow from Aidapt. The Memory Foam Leg Pillow is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

Please examine your product for any visible damage before using/installing. If you see any damage or suspect a fault, please do not use, but contact your supplier.

INTENDED USE

The ergonomically-designed Memory Foam Leg Pillow can help to provide support to stiff or sore legs or painful knees; it is ideal for use in a bed or flat surface and is constructed from memory foam with a washable, removable velour cover.

NB. Avoid sharp objects such as zips and keys coming into contact with the cushion as this may damage the cover or foam filling.

The Memory Foam Leg Pillow has an adjustable, elasticated strap (with hook and loop fastening) attached to the cover, which you can wrap around your leg to keep the cushion secure in the most comfortable position.

CLEANING

Clean your Memory Foam Leg Pillow using a mild detergent with a slightly damp, soft cloth only. Only use a mild detergent or disinfectant; never use an abrasive cleaner or bleach-based cleaning product as this may damage the foam or cover. Do not soak the foam inner. The cover can be removed and washed at a low heat with similar colours.

After cleaning, leave the cushion and cover to dry in a warm, dry place, but not in direct contact with a heat source.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk

Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe



VM936D

Directives de l'Utilisation et Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir décidé d'acheter l'Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe d'Aidapt. L'Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Lorsqu'il est utilisé correctement, il est conçu pour donner de nombreuses années de services fiables sans problèmes.

Examinez votre produit pour tout dommage visible avant de l'utiliser ou installer s'il vous plaît. Si vous constatez des dommages ou soupçonnez une faute, ne l'utilisez pas, mais contactez votre fournisseur s'il vous plaît.

UTILISATION PRÉVUE

La conception ergonomique de l'Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe peut aider à fournir un appui aux jambes raides ou douloureuses ou aux genoux douloureux; il est idéal pour une utilisation dans un lit ou une surface plane, et est construit à partir de mousse viscoélastique avec une couverture en velours lavable et amovible.

NB. Éviter les objets pointus tels que les fermetures éclairées et clés d'entrer en contact avec le coussin car cela pourrait endommager la couverture ou le rembourrage en mousse.

L'Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe a une sangle élastique réglable (avec le crochet et la fermeture de boucle) attachés à la couverture, que vous pouvez enrouler autour de votre jambe pour maintenir le coussin en sécurité dans la position la plus confortable.

NETTOYAGE

Nettoyez votre Oreiller Mousse Viscoélastique de Jambe à l'aide d'un détergent doux avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez uniquement un détergent ou un désinfectant doux, n'utilisez jamais un nettoyeur abrasif ou un produit de nettoyage à base de javel car cela pourrait endommager la mousse ou la couverture. Ne trempez pas la mousse intérieure. La couverture peut être retirée et lavée à basse température avec des couleurs similaires.

Après le nettoyage, laissez le coussin et la couverture à sécher dans un endroit chaud et sec, mais pas en contact direct avec une source de chaleur.

SOIN ET ENTRETIEN

Faites une vérification de sécurité du produit à des intervalles réguliers ou si vous avez des inquiétudes s'il vous plaît.

RENSEIGNEMENT IMPORTANT

Le renseignement donné dans ce livret de directives ne doit pas être considéré comme faisant partie de ou l'établissement de tout engagement contractuel ou autre par Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ou ses agents ou filiales et aucune garantie ou représentation concernant le renseignement n'est donnée.

Faites preuve de bon sens et ne prenez pas de risques inutiles lors de l'utilisation de ce produit s'il vous plaît; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité pour la sécurité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a délivré ce produit ou le fabricant (détaillé ci-dessous) si vous avez des questions concernant le montage ou l'utilisation de votre produit s'il vous plaît.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Bein-Kissen aus Memory-Schaum



VM936D

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Bein-Kissens aus Memory-Schaum von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses ergonomisch geformte Bein-Kissen kann helfen, steife oder schmerzende Beine und Knie abzustützen; es ist ideal für den Gebrauch in einem Bett oder auf einer flachen Oberfläche und ist hergestellt aus Memory-Schaum mit einem abnehm- und waschbaren Velours-Bezug.

ACHTUNG: Vermeiden Sie, dass scharfe Gegenstände wie Reißverschlüsse und Schlüssel mit dem Kissen in Kontakt kommen, da diese den Bezug oder die Füllung beschädigen könnten.

Das Kissen hat einen einstellbaren, elastischen Riemen (mit Haken-Verschluss), der am Bezug befestigt ist. Diesen können Sie um ihre Beine wecken, um das Kissen stets in der komfortabelsten Position zu halten.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Waschmittel oder Desinfektionsmittel und mit einem weichen, leicht feuchten Tuch; benutzen Sie keinesfalls einen scheuernden Reiniger oder ein Bleiche- basiertes Reinigungsprodukt, da diese den Schaum und den Bezug beschädigen könnten. Die Schaumfüllung darf sich nicht mit Flüssigkeit vollsaugen. Der Bezug kann zum Waschen bei geringer Hitze und mit ähnlichen Farben entfernt werden.

Lassen Sie das Kissen und den Bezug an einem warmen, trockenen Ort trocknen, jedoch nicht in direktem Kontakt mit einer Hitzequelle.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815