



Scooter or Wheelchair Back Sack



VA133SB

Fitting and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Scooter or Wheelchair Back Sack from Aidapt. The Scooter or Wheelchair Back Sack is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

Please examine your product for any visible damage before using/installing. If you see any damage or suspect a fault, please do not use, but contact your supplier.

INTENDED USE

Scooter or Wheelchair Back Sacks are suitable for use with most standard sized wheelchairs and scooters.

The Scooter or Wheelchair Back Sack is designed to provide useful, hands-free storage for wheelchair and scooter users and Carers.

FITTING INSTRUCTIONS

The Scooter or Wheelchair Back Sack attaches to the rear of the wheelchair with strong webbing straps.

Simply hook a looped strap onto each of the handles to suspend the bag from the back of the wheelchair.

CLEANING

Clean your Scooter or Wheelchair Back Sack using a mild detergent with a slightly damp, soft cloth only. Only use a mild detergent or disinfectant; never use an abrasive cleaner.

After cleaning, leave the bag somewhere warm and dry to air. Do not leave in direct contact with a heat source.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



**Sac à Dos pour
Scooter ou Fauteuil Roulant**



VA133SB

Notice d'utilisation et d'entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté chez Aidapt le sac à dos pour scooter ou fauteuil roulant.

Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement et en prenez soin, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

NB : Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

USAGE PRÉVU

Ce sac à dos pour scooter ou fauteuil roulant peut être utilisé avec la plupart des modèles de fauteuils roulants ou scooters de taille standard.

Il est très pratique et utile et vous permet de ranger facilement vos affaires ou celle de l'aide-soignant(e).

INSTALLATION

Le sac à dos s'accroche à l'arrière du fauteuil roulant à l'aide des sangles très solides.

Accrochez simplement chaque sangle à chacune des poignées pour suspendre le sac au dos du fauteuil roulant.

ENTRETIEN

Nettoyez votre sac à dos avec un détergent doux et un chiffon doux légèrement humide.

Utilisez uniquement un détergent ou un désinfectant doux, n'utilisez jamais un produit abrasif.

Après l'avoir nettoyé, faites sécher le sac dans un endroit chaud et sec ou à l'air libre. Ne le mettez pas en contact direct avec une source de chaleur.

SOIN ET ENTRETIEN

Effectuez un contrôle de sécurité régulier de votre produit.

UTILISATION

Avant d'utiliser ou de prêter ce produit, vérifiez toujours qu'il est en bon état.

Si vous avez le moindre doute, ne l'utilisez pas ou ne le prêtez pas.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant l'information n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité pour votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Vous pouvez contacter votre revendeur pour davantage de renseignements.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Rucksack für Elektromobile oder Rollstuhl



VA133SB

Nutzungs-und Wartungsvorschriften

EINFÜHRUNG:

Vielen Dank für die Entscheidung, den Rucksack von Aidapt zu kaufen. Der Rucksack wird aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt. Bei richtiger Anwendung wird er Ihnen immer ein treuer Begleiter sein.

Hinweis: Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person angebracht werden.

VERWENDUNGSZWECK:

Der Rucksack ist für Standard- Größen für Rollstühle und Elektromobile.

Der Rucksack wurde entwickelt um nützlichen Speicher für Betroffenen und Betreuenden zu bieten.

MONTAGEANLEITUNG:

Der Rucksack wird an der Rückseite des Rollstuhls mit starken Spanngurten befestigt.

REINIGUNG:

Reinigen Sie Ihren Rucksack mit einem milden Reinigungsmittel und einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, niemals ein Scheuermittel.

Der Rucksack kann in der Waschmaschine bei niedriger Temperatur gereinigt werden.

Nach der Reinigung hängen Sie die Tasche irgendwo warm und trocken in die Luft. Nicht in den Wäschetrockner.

PFLEGE & WARTUNG:

Bitte treffen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sicherheitsprüfung des Produkts. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, rufen Sie uns an.

NEUAUFLAGE:

Wenn dieses Produkt neu ist, überprüfen sie es nochmals für ihre eigene Sicherheit.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten für Service-Support.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bitte gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor und nehmen Sie keine unnötigen Risiken beim Einsatz dieses Produkts vor, da der Benutzer die Haftung für Sicherheit akzeptieren muss. Wenn Sie dazu Fragen haben kontaktieren Sie den Hersteller.

Altai Germany (Altai Europe Ltd)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H Elektronik, Merowingerstrasse 83, D-47533 Kleve
Tel:02821-971620 | Fax:02821-12815



Scooter of rolstoel rugzak



VA133SB

Gebruik- en onderhoudsinstructies

INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Aidapt rugtas. De Scooter of rolstoel rugzak is vervaardigd van duurzame materialen. Ontworpen om bij normaal gebruik jarenlang plezier van te hebben

NB. Laat Aidapt producten altijd door deskundig personeel installeren.

BEOOGD GEBRUIK

De Scooter of rolstoel rugzak is geschikt voor de meeste rolstoelen of scooters. De rugzak is een handige opbergplaats voor uw spullen en laat uw handen vrij.

HANDLEIDING

De rugzak is door middel van een flexibele webbing aan de achterzijde van de stoel te bevestigen. De schouderbanden eenvoudig over de handgrepen van de stoel hangen

SCHOONMAKEN

Reinig uw rugzak met een vochtige, zachte doek en een mild schoonmaakmiddel Gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel of ontsmettingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel. Laat de rugzak opdrogen. Vermijd direct contact met een warmtebron.

VERZORGING & ONDERHOUD

Controleer regelmatig of het product nog veilig of compleet is. Neem bij twijfel contact op met de leverancier of de fabrikant van het product.

HERGEBRUIK

Als u dit product doorgeeft aan een ander, controleer dan alle onderdelen op hun veiligheid.

In geval van twijfel, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw leverancier voor service ondersteuning.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales)Limited, haar agenten of haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze handleiding.

Gebruik uw gezonde verstand en neem geen onnodige risico's bij gebruik van Aidapt producten. Mocht u twijfelen aan de veiligheid van het product, neem dan contact op met de leverancier of de fabrikant van het product.

Altai Nederland (Altai Europe Ltd)

't Zwarteland 10b, 3925CK Scherpenzeel, NL

Tel: 033-2779216 | Fax: 033-2779211 | E-mail: sales@aidapt.nl