



Waschbeständige Stuhl- oder Betauflage

aidapt

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

VM842.....590x470x10mm.....Hellbraun.....800ml Absorption
VM842A.....590x470x10mm.....Blau.....800ml Absorption
VM842B.....850x900x25mm.....Blau.....1000ml Absorption

- *Hygienische Auflage für Sofas, Stühle und Betten*
- *Weiche, atmungsaktive Deckschicht mit einer rutschfesten, wasserdichten Unterlage*
- *Spezieller trocken bleibender Stoff für länger anhaltende Trockenheit und Komfort*
- *Eine umweltfreundliche Alternative zur Einweg-Betauflage*
- *Maschinenwaschbar für vollkommenen Komfort*



Legen Sie sie einfach über oder unter dem Bettlaken
oder direkt auf einen Stuhl oder ein Sofa mit der
wasserdichten Unterlage nach unten und
atmungsaktiver Schicht nach oben.

Unterlage kann bis zu 300 Mal gewaschen und
wiederverwendet werden.



Bitte beachten Sie: Wir empfehlen keine Weichspüler beim Waschen, da sie die Saugfähigkeit der Auflage
beeinflussen können.

Diese Gebrauchs- und Wartungsanleitung ist als PDF herunterzuladen auf
www.aidapt.co.uk. Sehbehinderte können den kostenlose PDF-Reader (wie
adobe.com/reader) verwenden und die Textgröße für eine bessere Lesbarkeit
vergrößern. Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com
Email: sales@aidapt.co.uk